




Karta pomiarowa – parametry ciała



6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	
B	szerokość miednicy [cm]	
C	głębokość miednicy [cm]	
D	obwód miednicy [cm]	
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	



KARTA INFORMACYJNO-POMIAROWA

ALREH MEDICAL

1. Imię i nazwisko użytkownika:

2. Adres zamieszkania:

3. Tel. fax e-mail:

4. Wiek:

15. Płeć:

6. Podstawowe parametry ciała:

Waga [kg]

Wzrost [cm]

Szerokość miednicy [cm]

Głębokość miednicy [cm]

Obwód miednicy [cm]


Wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]

Wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]

Wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]

Obwód klatki piersiowej [cm]

Rozmiar noszonego obuwia



Przebieg choroby i/lub stan zdrowia

8. Data badania

9. Informacja na temat dotychczasowej pielęgnacji (jak często, w jaki sposób):

10. Informacja na temat sprawności ciała:

11. Informacja na temat przynależności i innych deformacji ciała:

12. Ogólna sprawność fizyczna (dobry, przeciętny, słaby):

13. Miejsce urodzenia (miasto, powiat, województwo):

14. Kto byłby pomocnikiem podczas ćwiczeń w pozostawieniu?

15. Zalecany model postawienia:

16. Osoba dokonująca pomiaru:

17. Data dokonania pomiaru (podpis osoby wykonującej pomiar):

18. Podpis użytkownika lub opiekuna:

*Najmiejscowa paragonowa nadaje Dział Obsługi Klienta firmy Alreh Medical.

UWAGA: W przypadku zmian lub jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą pojawić się podczas wypełniania niniejszej karty, prosimy o kontakt z działem technicznym firmy:


ALREH Medical Sp. z o.o.

ul. Złota 135

04-315 Łódź

tel., fax: 01 48 42 634 22 14


office@alreh.pl



Waga

6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]		
A	wzrost [cm]		
B	szerokość miednicy [cm]		
C	głębokość miednicy [cm]		
D	obwód miednicy [cm]		
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]		
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]		
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]		
	obwód klatki piersiowej [cm]		
	rozmiar noszonego obuwia		



Pomiar A

A.1




A.2



A.3






Pomiar A



6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]		
A	wzrost [cm]	170	
B	szerokość miednicy [cm]		
C	głębokość miednicy [cm]		
D	obwód miednicy [cm]		
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]		
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]		
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]		
	obwód klatki piersiowej [cm]		
	rozmiar noszonego obuwia		

Pomiar B




B.1



B.2




Pomiar B



6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	
B	szerokość miednicy [cm]	36
C	głębokość miednicy [cm]	
D	obwód miednicy [cm]	
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	



Pomiar C



C.1



C.2



C.3



C.4






Pomiar C




$$(18,5 + 18) / 2 = 18,25$$

6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	
B	szerokość miednicy [cm]	
C	głębokość miednicy [cm]	19
D	obwód miednicy [cm]	
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	



Pomiar D




D.1



D.2




Pomiar D




6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	
B	szerokość miednicy [cm]	
C	głębokość miednicy [cm]	
D	obwód miednicy [cm]	90
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	




Pomiar E



E.1



E.2




E.3



E.4




Pomiar E




6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]		
A	wzrost [cm]		
B	szerokość miednicy [cm]		
C	głębokość miednicy [cm]		
D	obwód miednicy [cm]		
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	48	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]		
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]		
	obwód klatki piersiowej [cm]		
	rozmiar noszonego obuwia		



Pomiar F



F.1




F.2



F.3




Pomiar F




6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]		
A	wzrost [cm]		
B	szerokość miednicy [cm]		
C	głębokość miednicy [cm]		
D	obwód miednicy [cm]		
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]		
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	87	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]		
	obwód klatki piersiowej [cm]		
	rozmiar noszonego obuwia		



Pomiar G




G.1



G.2





Pomiar G



6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	
B	szerokość miednicy [cm]	
C	głębokość miednicy [cm]	
D	obwód miednicy [cm]	
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	133
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	





Parametry ciała

6. Podstawowe parametry ciała:

W	waga [kg]	
A	wzrost [cm]	170
B	szerokość miednicy [cm]	36
C	głębokość miednicy [cm]	19
D	obwód miednicy [cm]	90
E	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu kolanowego [cm]	48
F	wysokość od podeszwy obuwia do osi stawu biodrowego [cm]	87
G	wysokość od podeszwy obuwia do dołu pachowego [cm]	133
	obwód klatki piersiowej [cm]	
	rozmiar noszonego obuwia	

